
# Identificazione di un composto organico:







Ceresa Organia il - Lecostrio

AA 20

Esperienza Nitrazione del benzoato di metile

.


#### Materiali:

- Benzoato di metile (4 g)H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> concentrato (10.5 mL totali), HNO<sub>3</sub> concentrato (2.5 mL)
- bicchiere da 100 mi. dotato di ancoretta magnetica e termometro, bagno di ghiaccio e sale, agitatore magnetico
- bicchiere da 250 mL, metanolo (20 mL)
- materiale per ricristallizzazione caldo/freddo (pallone da 50 mL cono 29/32, refrigerante a bolle isomantello)
- materiale per filtrazione sotto vuoto (imbuto di buchner, beuta da vuoto, carta da filtro)
- materiale per analisi TLC (lastrine, capillari, camera di eluizione).

#### Procedura:

- In un bicchiere da 100 mL raffreddato in un bagno di ghiaccio e sale e munito di ancoretta magnetica e termometro distrenzione: il termometro dovral essere immerso nella misceta di reazione e non nel bagno di raffreddamento) introdurre 8 mL di H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> concentrato. Iniziare l'agittazione e dopo aver atteso che la temperatura sia scesa attorno a 0 °C (perché?) aggiungere 4 gi di berzoato di metile.
- Dopo che la temperatura è ritornata 0 °C aggiungere con una pipetta Pasteur molto lentamente, goccia a goccia, una miscela fredda costituita da 2.5 m.l. di 61+300, concentrato e da 2.5 ml. di HNO<sub>2</sub> concentrato preparata precedentemente in una provetta. L'aggiunta deve essere così lenta da mantenere la temperatura della miscola.

### Identificazione di un composto organico:



Spettroscopie: informazioni strutturali

### Analisi elementare:

$$O = 100 - 53.04 - 3.89 - 7.73 = 35.33$$

$$n_C = 53.04/12 = 4.42$$

$$n_H = 3.89/1 = 3.89$$

$$n_N = 7.73/14 = 0.55$$

$$n_O = 35,33/16 = 2.20$$



$$A_C = 4.42/0.55 = 8,04$$

$$A_{H} = 3.89/0.55 = 7,07$$

$$A_N = 0.55/0.55 = 1$$

$$A_0 = 2.20/0.55 = 4$$



C<sub>8</sub>H<sub>7</sub>NO<sub>4</sub>


Formula bruta

Gradi di insaturazione: (2·C + N +2 – H)/2

$$(8 \cdot 2 + 1 + 2 - 7)/2 = 6$$

Doppi legami e/o chiusure ad anello


# Spettroscopie:




I metodi di analisi spettroscopica si basano sull'assorbimento di energia, sotto forma di radiazione elettromagnetica, da parte delle molecole per raggiungere un stato eccitato.

Il particolare tipo di eccitazione (di spin, elettronica, vibrazionale, ecc...) dipende dalla quantità di energia associata alla radiazione.

## Radiazione elettromagnetica:






E = campo elettricoB = campo magnetico

Lunghezza d'onda (nm) 
$$\lambda = \frac{c}{v}$$

Numero d'onda (cm<sup>-1</sup>)  $\overline{v} = \frac{v}{c} = \frac{1}{\lambda}$ 

v = frequenza (s<sup>-1</sup> oppure Hz) c = velocità della luce (2.99×10<sup>10</sup> cm/s) è proporzionale all'energia

Lunghezza d'onda e frequenza sono inversamente proporzionali tra loro; Numero d'onda e frequenza sono direttamente proporzionali all'energia



La spettroscopia infrarossa (IR) utilizza la regione dello spettro elettromagnetico compresa tra 2500 nm e 20000 nm di lunghezza d'onda.

L'interazione con la radiazione elettromagnetica provoca transizioni vibrazionali: cambia l'energia della vibrazione di due o più atomi legati.

La frequenza di stretching di un particolare gruppo funzionale può essere calcolata in modo approssimato usando la **legge di Hooke** dell'oscillatore armonico semplice:


$$\widetilde{\nu} = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{m^*}}$$

 $\tilde{v}$  = lunghezza d'onda espressa in numeri d'onda (cm<sup>-1</sup>)

c = velocità della luce

k = costante di forza del legame (5 × 10<sup>5</sup> dine cm<sup>-1</sup>)


 $m^* = massa ridotta degli atomi coinvolti (<math>m_A m_B / (m_A + m_B)$ 




Solo le vibrazioni che provocano una variazione di momento di dipolo della molecola sono provocano assorbimento della radiazione infrarossa (IR attive):


Stretching (v) – (stiramento) variazione di lunghezza dei legami

Bending  $(\delta)$  – (piegamento) variazione degli angoli di legame





# Moti vibrazionali per un metilene



# Lo spettro IR

Lo spettro IR è un **grafico** nel quale si riporta la quantità (<u>intensità) di radiazione che</u> è stata assorbita da una molecola a ciasuna <u>lunghezza d'onda</u> (o frequenza o **numero d'onda**).

La legge di **Lambert-Bee**r stabilisce che ad una determinata  $\lambda$  e temperatura:

Assorbanza = 
$$\mathbf{A} = \mathbf{c} \times \mathbf{\epsilon} \times \mathbf{I} = -\log(\mathbf{T})$$


 $\begin{cases} c = \text{concentrazione (M)} \\ I = \text{cammino ottico (cm)} \\ \epsilon = \text{coefficiente di estinzione} \\ \text{molare o assorbività molare} \end{cases}$ 

∫ I₀= intensità della radiazione incidente
 ∫ I= intensità della radiazione trasmessa

Lo spettro IR viene registrato con spettrofotometro, strumento che consiste di almeno queste parti principali, che sono:

- la sorgente della radiazione
- il monocromatore
- il rivelatore

# Lo spettro IR:



Qualitativamente si distinguono bande larghe (>100 cm<sup>-1</sup>) e strette (<100 cm<sup>-1</sup>), e bande di intensità forte (s), media (m) o debole (w).

Rispetto ai 3N-6 (o 3N-5) modi normali, si possono osservare

### bande in più:


bande armoniche superiori

bande di combinazione (quando più di due o più vibrazioni fondamentali vengono eccitate contemporaneamente)

### bande in meno:

modi normali **fuori dalla regione** 4000-400 cm<sup>-1</sup>
modi di intensità **troppo debole** o nulla per simmetria
modi normali con frequenze vicine (**coalescenza**) o degeneri

La spettroscopia **IR funziona intrinsecamete meglio con alcuni gruppi funzionali** rispetto ad altri, serve meglio a identificare gruppi polari



La forma è legata alla interazione del gruppo funzionale col suo intorno:


Bande strette (sharp): gruppo funzionale «isolato»

Bande large (broad): gruppo funzionale che interagisci fortemente col suo intorno. Es: gruppi funzionali polari e in grado di formare legame idrogeno

# Analisi dello spettro: la regione X-H




$$O-H > N-H > C-H$$



# Analisi dello spettro

### Effetto delle masse



Bond	ṽ (C—X)(cm −1)	Atomic mass of X
С—Н	≈ 3 000	1
C—D	≈ 2100	2
C—C	≈ 1000	12
C—CI	≈ 700	35

(cf. Section 2; wavenumber  $\tilde{v}$  and frequency are proportional to one another)



### Effetto della forza di legame

$$\tilde{\nu}$$
 (C=C)  $\approx 2200 \text{ cm}^{-1}$   
 $\tilde{\nu}$  (C=C)  $\approx 1640 \text{ cm}^{-1}$   
 $\tilde{\nu}$  (C-C)  $\approx 1000 \text{ cm}^{-1}$ 

# Analisi dello spettro

